



Art.-Nr. 1500-DP, VE= 10 Stück

Allgemeine Beschreibung

Die Einweg-Schädelbohrmaschine wurde für die feine Trepanation von Knochen in der Neurochirurgie entwickelt. Der Hochleistungsmotor gewährleistet eine reibungslose und gleichmäßige Leistung.

Dieses Paket umfasst:

- 1 Einweg-Schädelbohrmaschine
 - 1 Bohrfutterschlüssel
 - 1 Batterie (vorinstalliert)
- Ein Bohreinsatz ist NICHT enthalten



Technische Daten

- 6-Zellen-AA-Alkali-Batterie (9V Gleichstrom)
- Bohrfutterbereich: 2~9 mm
- Niedrige Drehzahl: 120 R.P.M.
- Hohe Drehzahl: 180 R.P.M.
- Drehmoment: 2,4 Nm



Vertrieb für Deutschland
 Nöding Medizintechnik
 Köhler Feld 7
 D- 46286 Dorsten
 TEL /49 2369/77949
 FAX /49 2369/799411
 info@noeding-medizintechnik.de



PATENT PENDING