

Nöding

Integrative Lösungen für die

MEDIZINTECHNIK




EINWEG PULSE LAVAGE SYSTEM



Das **Solomax Pulse Lavage System** ist ein batteriebetriebenes Einweg-System und wurde für eine Vielzahl von chirurgischen Eingriffen entwickelt.

Das ergonomische und zugleich leichte Handstück, verfügt über einen zweistufigen Auslösemechanismus, welcher sowohl für eine kraftvolle Reinigung als auch für eine sanfte Spülung von Wunden zum Einsatz kommt.





Handstück

Ergonomisch, leichtes Handstück für den kontrollierten Einsatz



Auslösemechanismus

Zwei-Finger kontrollierte Durchflussregelung für eine kraftvolle und sanfte Spülung



Haltemechanismus

30 mm sichere Halteklammer



Externe Batterie

Die externe Batterie senkt das Gewicht des Handstücks und sorgt somit für eine bessere Kontrolle



Im Set enthalten
30mm Trichteraufsatz



Im Set enthalten
Koaxialaufsatz

Technische Daten

- DC 12V/AA x 8 Batterien
- 3m Schlauchlänge
- 30mm Trichteraufsatz
- Koaxialaufsatz
- Schnelle und langsame Durchflussregelung
1000ml/M
700ml/M
- Druck bis 15psi
- Einweg – Nicht Resterilisierbar

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter den angegebenen
Kontaktdaten !

Nöding Medizintechnik
Köhler Feld 7
D- 46286 Dorsten

Tel. +49 2369/77949
Fax +49 2369/799411
www.noeding-medizintechnik.de
info@noeding-medizintechnik.de

