

**Nöding**


Integrative Lösungen für die

**MEDIZINTECHNIK**



## ULTRA 2 SERIES

- Einweg / Steril
- Leistungsstark
- Zuverlässig
- Keine anfallenden Reparaturkosten



UK DESIGN & PRODUCT INNOVATION  
CE APPROVED



### Einweg - Bohrmaschine für die Neurochirurgie

- Gewicht 870g
- Drehzahl 0-1500 U/min
- Vorwärts / Rückwärtslauf





### Einweg - Oszillierende Säge für die Orthopädie

- Gewicht 720g
- Drehzahl 0-14` 500 U/min  
Oszillationen/Minute

### Einweg - Sternum Säge für die Herzchirurgie

- Gewicht 735g
- Drehzahl 0-12`500 U/min
- Klingeneinsatz 3.00mm





### Ladestation für wiederverwendbare Akkus

- Ein-und Ausschalter
- Eingang von 100- 240V AC, 50/60 Hz.
- Ausgang 12.6V 2A DC.
- Ausgelegt für drei Lithium-Ion Akkus
- Gewicht 1115g



### Wiederverwendbarer Akku

- Akku: Lithium-Ion
- Aufladung DC 10V
- Aufladung < 45 Minuten
- Gewicht 210g



### Steril-Schutz für Akku

- Steril
- Gewicht 80g



### LED Licht

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter den angegebenen  
Kontaktdaten !

Nöding Medizintechnik  
Köhler Feld 7  
D- 46286 Dorsten  
Tel. +49 2369/77949  
Fax +49 2369/799411  
[www.noeding-medizintechnik.de](http://www.noeding-medizintechnik.de)  
[info@noeding-medizintechnik.de](mailto:info@noeding-medizintechnik.de)

